



[PHILIPS 862442, CMS M3001A - OPT A01 MODUL](#)

SKU: AT112023-K

300,00 € 292,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Philips 862442, auch bekannt als CMS M3001A - Opt A01 Modul, ist ein Teil des Philips Patient Monitoring Systems. Dieses Modul wird in der Regel in klinischen Umgebungen eingesetzt, um die Vitalparameter von Patienten zu überwachen. Hier sind einige wichtige Informationen und Funktionen, die mit diesem Modul verbunden sein könnten:

1. **Vitalparameterüberwachung:** Das Modul ermöglicht die Überwachung verschiedener Vitalzeichen wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2) und andere relevante Parameter.
2. **Integration:** Es ist oft Teil eines größeren Monitoringsystems und kann mit anderen Geräten und Modulen von Philips integriert werden, um eine umfassende Patientenüberwachung zu gewährleisten.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Module sind in der Regel so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und eine klare Anzeige der Vitalparameter bieten.
4. **Datenmanagement:** Viele moderne Module ermöglichen die Speicherung und den Zugriff auf Patientendaten, was für die Dokumentation und Analyse wichtig ist.
5. **Zuverlässigkeit:** Philips ist bekannt für seine hochwertigen medizinischen Geräte, die strengen Qualitätsstandards entsprechen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

