




## PHILIPS CONVEX 3.5MHZ C3540 ABDOMEN KONVEX SONDE

**SKU:** L102013-01

Konvex Sonde 3.5Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . C3540  
Hersteller . PHILIPS  
für Philips Sterling  
Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz  
Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Konvex Sonde 3.5Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

