



PHILIPS HD7 XE ULTRASCHALLGERÄT + S4-2 ECHO SONDE + L12-5 LINEAR - KARDIO- DOPPLER - FARBDOPPLER

SKU: BG042024

~~5.555,00 €~~ **4.444,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Philips HD7 XE Ultraschallgerät** kombiniert modernste Bildgebung mit hoher Benutzerfreundlichkeit und wird mit der *S4-2 Echo Sonde* sowie der *L12-5 Linear Sonde* geliefert, um präzise kardiologische Untersuchungen zu ermöglichen. Die integrierte Kardio-Doppler- und Farbdoppler-Technologie unterstützt eine detaillierte Analyse der Herzfunktion und Blutflussdynamik.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips HD7 XE Ultraschallgerät** ist ein hochmodernes Diagnoseinstrument, das speziell für die kardiovaskuläre Bildgebung und vielfältige klinische Anwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um präzise und zuverlässige Ultraschallergebnisse zu liefern.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei hochwertige Sonden:

- **S4-2 Echo Sonde:** Diese Sektorsonde ist optimal geeignet für die transthorakale Echokardiographie. Sie bietet eine ausgezeichnete Penetration bei gleichzeitig hoher Bildauflösung, was eine detaillierte Beurteilung der Herzstrukturen erlaubt.

- **L12-5 Linear Sonde:** Die hochfrequente Linearsonde ermöglicht exzellente Bildgebung bei oberflächennahen Untersuchungen, beispielsweise in der Gefäßdiagnostik oder bei muskuloskelettalen Anwendungen.

Das Gerät ist mit einem **Farbdoppler** ausgestattet, der die Darstellung von Blutfluss und Gefäßstrukturen in Echtzeit ermöglicht. Dank der **Kardio-Doppler-Funktion** können Herzklappen und hämodynamische Vorgänge präzise analysiert werden. Dies ist besonders wichtig für die Diagnostik von Herzfehlern, Klappenerkrankungen und anderen kardiovaskulären Pathologien.

Besondere Merkmale des Philips HD7 XE Ultraschallgeräts:

- Hochauflösendes Display für klare und detailreiche Bilddarstellung
- Erweiterte Bildverarbeitungstechnologien für optimierte Bildqualität
- Intuitive Benutzeroberfläche mit anpassbaren Einstellungen
- Umfassende Mess- und Analysewerkzeuge für eine fundierte Diagnostik
- Mobil und flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise

Durch die Kombination aus leistungsfähigen Sonden, präzisem Doppler- und Farbdoppler-Modul sowie einer benutzerfreundlichen Software eignet sich das Philips HD7 XE ideal für Kardiologen, Radiologen und Allgemeinmediziner, die eine zuverlässige und vielseitige Ultraschalllösung suchen.

Fazit: Das Philips HD7 XE Ultraschallgerät mit S4-2 Echo Sonde und L12-5 Linear Sonde bietet eine exzellente Bildqualität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und präzise kardiovaskuläre Diagnostik dank modernster Doppler-Technologie. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der schnellen und sicheren Beurteilung verschiedenster Krankheitsbilder.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	120 kg
Versand	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

