



## **PHILIPS HEARTSTART XL BIPHASIC DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITORING**

**SKU:** GV072025

Der **Philips Heartstart XL Biphasec Defibrillator** bietet zuverlässige Defibrillation mit modernem biphasischem Impuls und integriertem *ECG-Monitoring* zur präzisen Herzrhythmusanalyse. Dieses professionelle Gerät unterstützt medizinisches Personal effektiv bei der schnellen Wiederherstellung eines stabilen Herzrhythmus im Notfall.



---

**Categories:** [Notfallversorgung](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

