



## PHILIPS INTELLIVUE MP30 MP 30 PATIENTENMONITOR ÜBERWACHUNGSMONITOR

SKU: AA032026



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips IntelliVue MP30** (Modellnummer M8002A) ist ein **kompakter, leistungsstarker Patientenmonitor, der speziell für die Überwachung in Bereichen mit mittlerer Pflegeintensität, bei ambulanten Operationen oder während des Patiententransports entwickelt wurde**. Er kombiniert eine benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung mit flexiblen Messmöglichkeiten durch das Multi-Measurement-Server-Konzept.

[www.umhealthcare.in](http://www.umhealthcare.in) +2

#### Wichtige Merkmale & Funktionen

- **Display:** Ein heller **10,4-Zoll (26 cm) SVGA-Farbbildschirm**. Während der MP30 über einen **Touchscreen** verfügt, erfolgt die Steuerung beim kleineren MP20 primär über den Navigationsknopf.
- **Überwachungsparameter:** Unterstützt standardmäßig oder über Erweiterungen wichtige Vitalparameter wie:
  - **EKG:** Bis zu 12-Kanal-EKG inklusive Arrhythmie- und ST-Strecken-Analyse.
  - **Blutdruck:** Nicht-invasiver (NBP) und invasiver Blutdruck.
  - **Sauerstoffsättigung:** SpO2-Messung (z.B. Philips FAST SpO2).
  - **Weitere:** Atmung, Temperatur, CO2 (Kapnographie), Herzzeitvolumen und BIS (Bispectral Index).
- **Portabilität:** Mit einem Gewicht von ca. **5,8 kg** (inkl. Modul und Akku) und einem integrierten Griff ist das Gerät leicht zu transportieren.
- **Datenspeicherung:** Kann bis zu **8 Stunden Patientendaten** und Trends speichern, die beim Anschluss an andere IntelliVue-Monitore automatisch übertragen werden können.
- **Konnektivität:** Betrieb im kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerk möglich.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

