



## PHILIPS INTELLIVUE MP70 – MP 70 + INTELLIVUE X2 MODUL

SKU: FH072025



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips IntelliVue MP70** ist ein hochmodernes Patientenmonitoringsystem, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Überwachungslösung, die sowohl flexibel als auch skalierbar ist und sich ideal für Intensivstationen, Operationssäle und andere kritische Versorgungsbereiche eignet.

In Kombination mit dem **IntelliVue X2 Modul** erweitert das MP70 seine Funktionalität um eine mobile, kompakte und dennoch leistungsstarke Monitoroption, die eine kontinuierliche Überwachung direkt am Patientenbett ermöglicht. Dieses modulare Konzept erlaubt eine nahtlose Integration und Übertragung der Patientendaten zwischen den Geräten, was die Flexibilität und Effizienz der Patientenversorgung deutlich erhöht.

### Hauptmerkmale des Philips IntelliVue MP70 mit IntelliVue X2 Modul:

- **Umfangreiche Parameterüberwachung:** Messung von EKG, SpO<sub>2</sub>, invasivem und nicht-invasivem Blutdruck, Atemfrequenz, Temperatur, CO<sub>2</sub> und weiteren lebenswichtigen Vitalparametern.
- **Modulares Design:** Ermöglicht die individuelle Anpassung des Monitoringsystems an die spezifischen Anforderungen des Patienten und der klinischen Umgebung.
- **Hochauflösender Touchscreen:** Intuitive Benutzeroberfläche mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit für eine einfache Navigation und Bedienung.
- **Netzwerkfähigkeit:** Integration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) und zentrale Überwachungsstationen zur Optimierung des Datenmanagements.
- **Alarmmanagement:** Präzise und anpassbare Alarmerkennung zur frühzeitigen Erkennung von kritischen Patientenveränderungen.
- **Mobilität durch IntelliVue X2 Modul:** Leichtes und tragbares Zusatzmodul, das eine kontinuierliche Überwachung auch außerhalb der zentralen Station ermöglicht.
- **Datenkontinuität:** Automatischer Datenaustausch zwischen MP70 und X2 Modul, um unterbrechungsfreie



Überwachung sicherzustellen.

Das Philips IntelliVue MP70 mit IntelliVue X2 Modul bietet eine erstklassige Kombination aus Vielseitigkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt medizinisches Personal dabei, optimale Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

