



## [PHILIPS M3543A EXTERNE DEFIBRILLATOR PADDEL \(PAAR\)](#)

**SKU:** AS122025-NV

Die **Philips M3543A externe Defibrillator Paddel** (Paar) gewährleisten eine zuverlässige Energieübertragung für eine effektive Defibrillation. Sie sind kompatibel mit ausgewählten Philips Defibrillatoren und bieten eine sichere Handhabung für den schnellen Einsatz im Notfall.



---

**Categories:** [Defibrillator](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Philips M3543A externe Defibrillator Paddel (Paar)** sind hochwertige, wiederverwendbare Elektroden, die speziell für den Einsatz mit Philips Defibrillatoren entwickelt wurden. Sie gewährleisten eine sichere und effektive Übertragung des Defibrillationsstroms während der Notfallbehandlung bei Patienten mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Optimiert für den Einsatz mit Philips Defibrillatoren, insbesondere den Modellen der HeartStart- und Intrepid-Serien.
- **Ergonomisches Design:** Die Paddel sind ergonomisch geformt, um eine sichere Handhabung und präzise Platzierung auf der Brust des Patienten zu ermöglichen.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen garantieren.
- **Wiederverwendbarkeit:** Die Paddel können nach entsprechender Reinigung und Desinfektion mehrfach verwendet werden, was Kosten reduziert und Nachhaltigkeit fördert.
- **Sichere Stromübertragung:** Die speziell entwickelten Elektroden gewährleisten eine optimale Leitfähigkeit und Minimierung von Hautwiderständen, um eine effektive Defibrillation sicherzustellen.



### **Anwendungsbereiche:**

- Notfalleinsätze in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und klinischen Einrichtungen.
- Training und Simulation mit entsprechend ausgestatteten Defibrillatoren.
- Erstversorgung bei plötzlichem Herzstillstand oder gefährlichen Herzrhythmusstörungen.

### **Technische Details:**

- Typ: Externe Defibrillator Paddel
- Modellnummer: M3543A
- Anschluss: Spezieller Philips-Defibrillatoranschluss
- Material: Hochwertige, medizinisch zugelassene Kunststoffe und leitfähige Elemente
- Lieferumfang: 2 Paddel (1 Paar)

Die Philips M3543A Defibrillator Paddel sind eine essenzielle Komponente für den erfolgreichen Einsatz von Defibrillatoren im Notfall. Durch ihre Zuverlässigkeit und Qualität unterstützen sie medizinisches Fachpersonal bei der schnellen und sicheren Herzrhythmusstabilisierung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

