



PHILIPS SD 100E ULTRASCHALLGERÄT INKL 3.5/5.0MHZ SONDE

SKU: AL042014

Bezeichnung . PHILIPS SD 100E
Ultraschallgerät
mit :

1 x Konvex Sonde 3.5/5.0 Mhz , R40 HiD

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PHILIPS SD 100E
Ultraschallgerät
mit :

1 x Konvex Sonde 3.5/5.0 Mhz , R40 HiD



Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

```
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri", "sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
```

The SD 100 is a system designed to travel. Weighing only 10.5 kg and battery or mains operated, the SD 100E is a full-featured [ultrasound](#) unit with a comprehensive software package, nine-inch monitor, [digital](#) output and built-in diskette for software updates and image storage. The SD 100E user can choose from seven linear and convex [array](#) dual [frequency](#) probes to perform many [ultrasound](#) examinations, quickly and reliably.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

