



[PHILIPS SURESIGNS VM6 NIBP SPO2, EKG, TEMP - AUF GESTELL](#)

SKU: EE082025

Das **Philips SureSigns VM6** auf Gestell ist ein vielseitiges Patientenmonitoring-System, das NIBP, SpO₂, EKG und Temperatur präzise und zuverlässig misst. Es bietet eine intuitive Bedienung und kompakte Bauweise für den flexiblen Einsatz in klinischen Umgebungen.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

