




[PRIMEDIC - SONO - METRAX M180](#)

SKU: IX112024

~~300,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [EKG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Primedic Sono Metrax M180 ist ein modernes medizinisches Gerät, das in

der Notfallmedizin und der Patientenüberwachung eingesetzt wird. Es handelt sich um ein tragbares EKG-Gerät, das eine präzise Überwachung der Herzaktivität ermöglicht.

Zu den Hauptmerkmalen des Metrax M180 gehören:

- Echtzeit-EKG-

Überwachung: Das Gerät bietet eine kontinuierliche Überwachung des Elektrokardiogramms, was für die schnelle Diagnose und Behandlung von Herzproblemen entscheidend ist.

-

Benutzerfreundlichkeit: Das intuitive Design und die einfache Bedienung machen es auch für weniger erfahrene Benutzer zugänglich.

-

Tragbarkeit: Dank seines kompakten Designs ist das Gerät leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Einsatz in Notfallsituationen.

-

Vielseitige Anwendung: Es kann in verschiedenen medizinischen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich Notaufnahmen, Rettungsdiensten und bei der Patientenüberwachung auf Stationen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

