



**RHEOSCREEN LIGHT /**  
**VENENFUNKTIONSMESSUNG / VENEN TEST**  
**RHEOGRAPHIE INKL SOFTWARE , LAPTOP,**  
**DRUCKER**

**SKU:** Z012013-NV

gepflegt  
mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION  
1.9.5  
Driver and Info PAC CD  
Software Handbuch Version 4.2 für Windows  
Bedienungsanleitung des MessGerätes  
Lap Top

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Blutdruckmessung & Diagnostik](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das System bestimmt auf photometrische Weise die Veränderungen des Blutvolumens in Untersuchungsabschnitt  
Dazu wird mit Hilfe einer Leuchtdiode ( LED ) infrarotes Licht in den zu untersuchenden Gewebeabschnitt  
gesendet und das reflektierte Licht mit einem Photosensor gemessen

### **Lieferumfang .**

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION 1.9.5  
Driver and Info PAC CD



Software Handbuch Version 4.2 für **Windows**  
Bedienungsanleitung des MessGerätes  
Lap Top ist alrt mit Gebrauchsspuren aber Vollfunktionsfähig ( mit Netzteil )  
Drucker

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

