



RICHARD WOLF 32112.321 GERÄTEWAGEN
TROLLEY FÜR DIE ENDOSKOPIE MIT
STROMVERSORGUNG

SKU: A052014

Modell. Richard Wolf 32112.321

230V, 50-60Hz,

Leistung . Max 2000VA

Stronaufnahme 9,0A // Sicherung T10A

Maximale Belastbarkeit Geräteträger : 40 Kg

Leergewicht Ca 120Kg

Ambmessungen : 94 x 154x 70 cm

Abmessungen Geräteträger : 70 x 53 x 3,5 Cm

Abmessungen Schublade : 63 x 270 x 130 cm

04 Geräteträger

gebraucht, funktionsfähig

Inkl. Bedienungsanleitung und Kaltgerätekabel

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen §25

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257





PRODUKTBESCHREIBUNG

Richard Wolf Gerätewagen mit Stromversorgung

Modell. Richard Wolf 32112.321

230V, 50-60Hz,

Leistung . Max 2000VA

Stronaufnahme 9,0A // Sicherung T10A

Maximale Belastbarkeit Geräteträger : 40 Kg

Leergewicht Ca 120Kg

Ambessungen : 94 x 154x 70 cm

Abmessungen Geräteträger : 70 x 53 x 3,5 Cm

Abmessungen Schublade : 63 x 270 x 130 cm

04 Geräteträger

gebraucht, funktionsfähig

Inkl. Bedienungsanleitung und Kaltgerätekabel

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen §25

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

