



## [RICHARD WOLF FLUID CONTROL LAP 2216 SPÜLPUMPE](#)

**SKU:** EY062025-NV

### **Richard Wolf FLUID CONTROL Lap 2216**

**Spülpumpe** ist eine präzise und zuverlässige Pumpe zur kontrollierten Flüssigkeitszufuhr bei minimalinvasiven Eingriffen. Sie gewährleistet eine gleichmäßige Spülung und unterstützt so eine optimale Sicht und Sicherheit während der laparoskopischen Chirurgie.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Richard Wolf FLUID CONTROL Lap 2216 Spülpumpe** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie und Endoskopie entwickelt wurde. Diese Spülpumpe gewährleistet eine präzise und zuverlässige Steuerung der Spülflüssigkeitszufuhr, was entscheidend für die optimale Sichtverhältnisse und sichere Durchführung endoskopischer Eingriffe ist.

### **Produktmerkmale:**

- **Präzise Flussregelung:** Die Lap 2216 ermöglicht eine exakte Dosierung des Spülmediums, um optimale Sicht und Gewebekühlung während der Operation zu gewährleisten.
- **Variable Fördermengen:** Einstellbare Spülraten erlauben die Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen und operative Situationen.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerungselemente und klare Anzeigen erleichtern die Handhabung und ermöglichen eine schnelle Anpassung der Parameter.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine einfache Reinigung und Desinfektion sicherstellen, was den hohen hygienischen Anforderungen im OP gerecht wird.



- **Kompatibilität:** Die Pumpe ist kompatibel mit gängigen Endoskopiesystemen und kann flexibel in verschiedene OP-Setups integriert werden.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen verhindern Überdruck und gewährleisten einen sicheren Betrieb während des Eingriffs.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Minimalinvasive Chirurgie (z. B. Laparoskopie)
- Endoskopische Untersuchungen und Eingriffe
- Gynäkologische, urologische und allgemein chirurgische Verfahren

Mit der Richard Wolf FLUID CONTROL Lap 2216 Spülpumpe profitieren Anwender von einer zuverlässigen und effizienten Lösung zur Spülflüssigkeitszufuhr, die entscheidend zur Verbesserung der Operationsbedingungen und Patientensicherheit beiträgt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

