



## **RICHARDS 21-6600 HOWMEDICA**

**SKU:** CC102025-K

**RICHARDS 21-6600 HOWMEDICA** ist ein hochwertiges orthopädisches Implantat, das für präzise Knochenfixationen entwickelt wurde. Es gewährleistet maximale Stabilität und Biokompatibilität bei chirurgischen Anwendungen.



---

**Categories:** [Orthopädie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**RICHARDS 21-6600 HOWMEDICA** ist ein hochwertiges medizinisches Produkt, das speziell für den Einsatz in der orthopädischen Chirurgie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und seine hervorragende Materialqualität aus, die eine zuverlässige Funktion und Langlebigkeit gewährleisten.

Das Produkt gehört zur renommierten HOWMEDICA-Produktlinie, bekannt für innovative Technologien und höchste Sicherheitsstandards in der Implantologie und Chirurgie. Der Artikel 21-6600 ist optimal auf die Bedürfnisse von Fachärzten abgestimmt und unterstützt komplexe Eingriffe durch seine ergonomische Gestaltung und präzise Handhabung.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Materialqualität:** Gefertigt aus biokompatiblen, korrosionsbeständigen Materialien, die eine optimale Verträglichkeit im Körper gewährleisten.
- **Präzision:** Exakte Fertigungstoleranzen ermöglichen eine sichere und passgenaue Anwendung.
- **Ergonomie:** Durchdachtes Design für eine komfortable Bedienung und verbesserten Halt während chirurgischer Eingriffe.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen chirurgischen Systemen und Implantaten.
- **Zuverlässigkeit:** Strenge Qualitätskontrollen garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität.

Das Produkt ist ideal für den Einsatz bei orthopädischen Rekonstruktionen, insbesondere bei der Fixierung und



Stabilisierung von Knochenstrukturen. Es unterstützt Chirurgen dabei, bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen und die Heilungsprozesse der Patienten zu fördern.

**Anwendungsgebiete:**

- Orthopädische Chirurgie
- Traumatologie
- Rekonstruktive Eingriffe
- Fixierung von Knochenbrüchen und Osteotomien

Zusammenfassend bietet der **RICHARDS 21-6600 HOWMEDICA** eine Kombination aus innovativer Technik, hoher Sicherheit und einfacher Handhabung, die ihn zu einem unverzichtbaren Instrument im modernen orthopädischen Operationssaal macht.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

