



## RÖNTGENANLAGE NAGEL UND GOLLER HOFFMANN MD SELECTOR FÜR DIE UROLOGIE

**SKU:** V01-062013

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Röntgenanlage aus einer Urologischen Arztpraxis

Röhre : Nagel und Goller Typ. NDU 250

Generator : Hofmann SELECTOR MD Typ. R2150000 / KVA intermitt 75 / Oberspannung. 125KV / Unterspannung 380V / Hertz 50/60Hz

Artikelstandort . Hamburg  
gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

