



RÖNTGENBILDVERSTÄRKER PHILIPS POLYDIAGNOST C2

SKU: 10-092013

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

