



## [S & W CARDIO AID MC STERNUM DEFI DEFIBRILATOR](#)

**SKU:** FF122025

**Der S & W Cardio Aid MC Sternum Defibrillator** ist ein zuverlässiges, medizinisches Gerät zur schnellen und effektiven Behandlung von Herzstillstand durch elektrische Defibrillation. Er überzeugt durch einfache Bedienung und hohe Sicherheit, um lebensrettende Maßnahmen im Notfall zu unterstützen.



---

**Categories:** [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **S & W Cardio Aid MC Sternum Defibrillator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz bei Herznotfällen entwickelt wurde. Dieses Defibrillator-Modell zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und präzise Technologie aus, um in kritischen Situationen schnelle und effektive Hilfe zu leisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Automatische Defibrillation:** Der Cardio Aid MC Sternum analysiert den Herzrhythmus selbstständig und gibt bei Bedarf einen elektrischen Schock ab, um lebensbedrohliche Arrhythmien wie Kammerflimmern oder pulslose ventrikuläre Tachykardie zu behandeln.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Eine intuitive Bedienoberfläche mit klaren Anweisungen und akustischen Signalen unterstützt auch Laienhelfer bei der Anwendung.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist speziell für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen konzipiert und überzeugt durch seine Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- **Sternum-Elektroden:** Speziell entwickelte Elektroden gewährleisten eine optimale Stromleitung und minimieren Hautirritationen, was die Effektivität der Defibrillation erhöht.
- **Leicht und mobil:** Das kompakte und leichte Design ermöglicht einen schnellen Transport und einfache



Handhabung am Einsatzort.

- **Umfassende Sicherheitsfeatures:** Integrierte Selbsttests und Fehlerdiagnosen sorgen für eine ständige Einsatzbereitschaft und Sicherheit bei der Anwendung.
- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Geeignet für Notfalldienste, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen und öffentliche Räume.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Defibrillationsmodus: Automatischer biphasischer Impuls
- Impulsenergie: Anpassbar bis zu 360 Joule
- Anwendungsdauer der Batterie: Bis zu 300 Schocks oder 4 Stunden kontinuierlicher Betrieb
- Gewicht: Ca. 2,5 kg
- Abmessungen: 25 x 20 x 8 cm
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Der **S & W Cardio Aid MC Sternum Defibrillator** ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel zur schnellen und sicheren Behandlung von Herzstillständen. Durch seine Kombination aus modernster Technik und einfacher Bedienbarkeit unterstützt er sowohl medizinisches Fachpersonal als auch Ersthelfer effektiv bei der lebensrettenden Defibrillation.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

