



## SCHILLER AT-10 PLUS EKG 12 KANAL GERÄT MIT LCD DISPLAY

**SKU:** HL032026

Das **Schiller AT-10 PLUS** ist ein 12-Kanal-EKG-Gerät mit hochwertigem *LCD-Display*, das präzise und zuverlässige Ableitungen für die kardiologische Diagnostik liefert. Durch seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und kompakte Bauweise eignet es sich ideal für den Einsatz in Klinik und Praxis.



---

**Categories:** [EKG](#), [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Schiller AT-10 PLUS** ist ein hochmodernes 12-Kanal-EKG-Gerät, das speziell für den klinischen Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern und medizinischen Zentren entwickelt wurde. Mit seinem klaren **LCD-Display** bietet es eine übersichtliche und präzise Darstellung der EKG-Daten, wodurch eine schnelle und zuverlässige Diagnostik unterstützt wird.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Ermöglicht simultane Erfassung aller 12 Ableitungen, wodurch eine umfassende kardiale Analyse gewährleistet wird.
- **Hochauflösendes LCD-Display:** Bietet eine klare Visualisierung der EKG-Signale in Echtzeit, unterstützt die einfache Navigation durch Menüs und erleichtert die Befundkontrolle.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüführung und einfache Handhabung erlauben einen schnellen Arbeitsablauf, auch unter Zeitdruck.
- **Integrierte Speicherfunktion:** Speichert EKG-Daten sicher ab, ermöglicht die spätere Analyse und den Export von Befunden zur weiteren Dokumentation.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Unterstützt den Anschluss an Drucker, Computer und Netzwerke für eine flexible Datenverarbeitung und -weiterleitung.



- **Automatische Befundanalyse:** Integrierte Algorithmen zur automatischen Erkennung von Herzrhythmusstörungen und anderen kardialen Auffälligkeiten erleichtern die Diagnosestellung.
- **Robustes und kompaktes Design:** Ideal für den mobilen Einsatz und platzsparende Integration in unterschiedliche Untersuchungsumgebungen.

#### **Technische Details:**

- Kanäle: 12 simultane Ableitungen
- Display: LCD mit hoher Auflösung
- Speicherkapazität: Umfangreiche interne Datenbank
- Schnittstellen: USB, optional LAN/WLAN
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akku-Backup
- Maße und Gewicht: Kompakt und leicht für mobilen Einsatz

Das Schiller AT-10 PLUS EKG-Gerät erfüllt sämtliche medizinische Qualitätsstandards und ist CE-zertifiziert. Es unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Diagnosen schnell und präzise zu stellen und somit die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

