



## [SCHMITZ ARCO 114.660.01 GYNSTUHL - GYNÄKOLOGISCHER STUHL](#)

**SKU:** AN092025-NV

Der **SCHMITZ Arco 114.660.01 Gynstuhl** bietet durch seine ergonomische Gestaltung und stabile Bauweise optimale Unterstützung für gynäkologische Untersuchungen und Behandlungen. Seine präzise verstellbaren Komponenten gewährleisten höchsten Komfort für Patientinnen und erleichtern dem medizinischen Fachpersonal die Arbeit maßgeblich.



---

**Categories:** [Gynstuhl und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SCHMITZ Arco 114.660.01 Gynstuhl** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der speziell für den Einsatz in gynäkologischen Praxen, Kliniken und medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Er verbindet modernstes Design mit funktionaler Vielseitigkeit und gewährleistet sowohl für Patientinnen als auch für das medizinische Personal höchsten Komfort und optimale Untersuchungsbedingungen.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der Gynstuhl ist anatomisch optimal geformt und bietet durch seine gepolsterten Sitz- und Rückenflächen eine angenehme Liegeposition, die auch bei längeren Untersuchungen Komfort garantiert.
- **Vielfältige Verstellmöglichkeiten:** Sitzhöhe, Rückenlehne und Beinstützen sind elektrisch oder mechanisch verstellbar, sodass eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Patientin sowie die Arbeitsposition des Arztes möglich ist.
- **Robuste Bauweise:** Der Stuhl ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung gewährleisten. Die Oberflächen sind widerstandsfähig gegen Desinfektionsmittel und erfüllen die Anforderungen an Hygiene und Sicherheit im medizinischen Umfeld.



- **Integrierte Beinstützen:** Die ergonomisch geformten Beinstützen bieten sicheren Halt und sind ebenso einstellbar, um eine optimale Positionierung während gynäkologischer Untersuchungen oder Eingriffe zu ermöglichen.
- **Leicht zu reinigen:** Glatte Oberflächen und abwischbare Bezüge sorgen für eine schnelle und hygienische Reinigung zwischen den Untersuchungen.
- **Stabilität und Sicherheit:** Ein stabiler Standfuß und rutschfeste Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für die Patientin.

### **Anwendungsbereiche:**

Der SCHMITZ Arco 114.660.01 Gynstuhl ist ideal geeignet für:

- Gynäkologische Untersuchungen und Diagnostik
- Vorsorgeuntersuchungen
- Ambulante und stationäre gynäkologische Behandlungen
- Ultraschalluntersuchungen
- Geburtshilfe und Schwangerschaftskontrollen

Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und durchdachten Funktionalität unterstützt der SCHMITZ Arco 114.660.01 Gynstuhl medizinische Fachkräfte dabei, Untersuchungen effizient und patientenorientiert durchzuführen. Er sorgt für eine angenehme Atmosphäre, die Ängste bei Patientinnen minimiert und eine professionelle Diagnose ermöglicht.

### **Technische Daten:**

- Verstellbare Sitzhöhe: ca. 50–90 cm
- Elektrisch/mechanisch verstellbare Rückenlehne
- Abmessungen: variabel je nach Modellkonfiguration
- Tragfähigkeit: bis zu 150 kg
- Bezugsmaterial: pflegeleichte, desinfektionsmittelbeständige Polsterung

Der SCHMITZ Arco 114.660.01 Gynstuhl ist somit eine erstklassige Wahl für alle medizinischen Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Komfort und Funktionalität legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

