



## SIEMENS ENDO V-II ULTRASOUND ENDOKAVITÄRSONDE

SKU: CZ012025-K



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Siemens Endo V-II Ultrasound Endokavitärsonde** ist ein hochmodernes diagnostisches Werkzeug, das speziell für die endokavitäre Ultraschalldiagnostik entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine hervorragende Bildqualität und präzise Diagnostikmöglichkeiten in der Gynäkologie, Urologie und anderen medizinischen Fachgebieten.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Sonde liefert gestochen scharfe, detaillierte Ultraschallbilder, die eine exakte Beurteilung der inneren Organe ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das schlanke und handliche Gehäuse sorgt für eine komfortable Handhabung und erleichtert die Durchführung der Untersuchung für den Anwender.
- **Vielseitigkeit:** Ideal für die Untersuchung von Gebärmutter, Eierstöcken, Prostata und anderen endokavitär zugänglichen Organen.
- **Optimale Frequenzbereiche:** Die Sonde arbeitet in Frequenzbereichen, die eine ideale Balance zwischen Eindringtiefe und Auflösung gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Siemens Ultraschallsystemen, was die Integration in bestehende Arbeitsabläufe erleichtert.
- **Hygienische Anwendung:** Die Sonde ist leicht zu reinigen und desinfizieren, was höchste hygienische Standards im klinischen Alltag garantiert.

#### Anwendungsgebiete:

- Gynäkologische Diagnostik (z. B. Beurteilung der Gebärmutter und der Ovarien)
- Urologische Untersuchungen (z. B. Prostatabildgebung)
- Fruchtbarkeitsdiagnostik und -behandlung



- Interventionelle Verfahren und Biopsien

Durch die Kombination aus innovativer Technologie und anwenderfreundlichem Design unterstützt die **Siemens Endo V-II Ultrasound Endokavitärsonde** medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

