



## [DR MACH 130F BEHANDLUNGSLAMPE - UNTERSUCHUNGSLEUCHE](#)

**SKU:** KA032025-NV

**Dr Mach 130F Behandlungslampe** ist eine hochwertige Untersuchungsleuchte, die durch ihre präzise Lichtführung eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsbereichs gewährleistet. Sie eignet sich ideal für medizinische Anwendungen und unterstützt eine genaue Diagnostik und Therapie.



---

**Categories:** [Op Beleuchtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Dr Mach 130F Behandlungslampe** ist eine hochmoderne Untersuchungsleuchte, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine optimale Beleuchtungslösung für präzise Diagnosen, chirurgische Eingriffe und therapeutische Anwendungen.

### **Produktmerkmale:**

- **Hervorragende Lichtqualität:** Die Lampe verfügt über eine leistungsstarke Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 90), die eine natürliche und klare Ausleuchtung des Behandlungsbereichs gewährleistet.
- **Variable Lichtintensität:** Die Helligkeit lässt sich stufenlos anpassen, um den individuellen Bedürfnissen des Untersuchungs- oder Behandlungsprozesses gerecht zu werden.
- **Flexible Positionierung:** Dank eines beweglichen Arms und eines schwenkbaren Lampenkopfes kann die Leuchte präzise und ergonomisch ausgerichtet werden, um Schattenbildung zu minimieren.
- **Robuste Bauweise:** Die Behandlungslampe ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer sowie eine einfache Reinigung und Desinfektion ermöglichen.
- **Energieeffizienz:** Die moderne LED-Technologie sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch und eine geringe



Wärmeentwicklung, was den Komfort für Patienten und Anwender erhöht.

### **Anwendungsbereiche:**

- Allgemeinmedizinische Untersuchungen
- Chirurgische Eingriffe
- Dermatologische Behandlungen
- Zahnmedizinische Anwendungen
- Physiotherapie und Rehabilitationsmaßnahmen

Die **Dr Mach 130F Behandlungslampe** ist ein unverzichtbares Instrument für jedes medizinische Umfeld, das höchste Ansprüche an Beleuchtung und Funktionalität stellt. Durch ihre präzise Lichtführung und einfache Handhabung unterstützt sie medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen und die Patientenversorgung zu verbessern.

### **Technische Daten im Überblick:**

- Lichtquelle: LED
- Farbwiedergabeindex (CRI): > 90
- Farbtemperatur: ca. 4.500 K
- Lichtintensität: stufenlos dimmbar
- Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Stunden
- Spannungsversorgung: 230 V
- Flexible Arm- und Kopfbeweglichkeit
- Maße und Gewicht: kompakt und leicht für einfache Montage

Mit der Dr Mach 130F Behandlungslampe investieren Sie in eine zuverlässige, langlebige und effiziente Beleuchtungslösung, die höchsten medizinischen Standards entspricht.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

