



## SIEMENS MICRO2 TRAGBARES PULSOXIMETER - OHNE FINGESENSOR KABEL

**SKU:** AZ042025-K

**Siemens MicrO2** ist ein tragbares Pulsoximeter, das präzise Sauerstoffsättigungs- und Pulsfrequenzmessungen ermöglicht und dabei auf ein störendes Fingersensorkabel verzichtet. Das kompakte Gerät bietet zuverlässige Messergebnisse in Echtzeit und ist ideal für den mobilen Einsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen.



---

**Categories:** [Patientenüberwachung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

