



SIEMENS ULTRASCHALLKOPF, SONDE
LINEAR 7.5L40 7.5MHZ FÜR
ULTRASCHALLGERÄT

SKU: C052012

Linear-Ultraschallkopf 7.5Mhz
Im sehr gepfegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear-Ultraschallkopf (Sonde) 7.5Mhz L40 / Ultrasound Transducer Linear Array 7.5L40
Für Ultraschallgerät VersaPro
Part Nr 4305566-L0850
Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

