



SLE 5000 PÄDIATRIE-BEATMUNG // PÄDIATRIE RESPIRATOR // INFANT RESPIRATOR

SKU: D082014

4.165,00 €

Artikel-Standort: Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

SLE 5000 - Die beste Lösung für die Pädiatrie-Beatmung

Konventionelle und High-Frequency Ventilation

Neben der bekannten und oft genutzten High Frequency Oscillation (HFO) wurden zusätzlich die Pressure Support Ventilation (PSV) und die Targeted Tidal Volume Ventilation (TTV) in unser Repertoire der konventionellen Beatmungsmodi aufgenommen.

Der SLE 5000 kann Patienten mit einem Körpergewicht von 300 g bis 30 kg beatmen.

Beatmungsmodi

CPAP, CMV + TTV, PTV, PSV, SIMV + TTV + PSV, HFO, HFO + CMV

PSV, HFO, HFO + CMV*

Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodus



HFO mit aktiver Expiration für die Unterstützung einer grossen Spanne von Patienten
Bedienung per Farb-Touch-Screen
Integrierte Flow-Messung, Visualisierung der Lungenfunktionen und Anzeigevon Loops und Kurven
Errechnung von Tendenzen der gemessenen Parameter
Ein Standard-Patientensystem für alle Beatmungsmodi
Einzigartige, patentierte, ventillose Technik
Integrierte Batterie mit einer Laufzeit von 60 Minuten
Die Gerätesoftware ist upgradebar zur Integration neuer oder verbesserter Funktionen
Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodi

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

