



SMITH & NEPHEW DYONICS PS3500 ARTHROSCOPIC SURGICAL SYSTEM

SKU: DL032016

1.399,00 €

Mit Fußschalter
Handstück 3477

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit Fußschalter
Handstück 3477

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 12 kg



GALLERIE

