



[SMITHS MEDICAL CADD SOLIS 2110](#)

SKU: DE102024-K

Smiths Medical CADD Solis 2110 ist ein präzises, tragbares Infusionspumpensystem, das für die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten in der Schmerztherapie entwickelt wurde. Es bietet zuverlässige Dosierung und einfache Handhabung, um eine sichere und effektive Patientenversorgung zu gewährleisten.



Categories: [Schmerztherapie](#), [Therapie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

