



## SONOACE L5-9EC LINEAR ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE

**SKU:** A0012014-01

geeignet, unter anderen für .SONOACE // MEDISON  
SA-5500; 6000C; 6000-II ; 8000 ...

Frequency 5.0-9 Mhz

Anwendung. Abdomen, Fetal heart, Gynecology and OB

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .SONOACE // MEDISON SA-5500; 6000C; 6000-II ; 8000 ...

Frequency 5.0-9 Mhz

Anwendung. Abdomen, Fetal heart, Gynecology and OB

### **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



**MEDICAL**  
**TRADE CENTER**  
HAMBURG

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

