



**SONOACE MEDISON C3-7ED CONVEX ARRAY**  
**ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE 3 -**  
**7MHZ**

**SKU:** A0012014-02

Bezeichnung : C3-7ED

Hersteller . SONACE Combison Kretz  
für Combison 401

Konvex Ultraschallkopf 3 - 7Mhz

Anwendung : Abdomen / Gynökologie

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung : C3-7ED

Hersteller . SONACE Combison Kretz  
für Combison 401

Konvex Ultraschallkopf 3 - 7Mhz

Anwendung : Abdomen / Gynökologie

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

