



## [SONY MONITOR PVM-20M7MDE](#) [VIDEOMONITOR TRINITRON CRT MONITOR-](#) [ENDOSKOPIE](#)

SKU: CV062025-NV



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony Monitor PVM-20M7MDE** ist ein hochqualitativer **Trinitron CRT-Monitor**, der speziell für den Einsatz in der **medizinischen Endoskopie** entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Bilddarstellung und präzisen Farbwiedergabe bietet dieser Monitor eine exzellente Visualisierung, die für diagnostische und therapeutische Eingriffe unverzichtbar ist.

#### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Bildschirmgröße:** 20 Zoll (50,8 cm) mit einer Auflösung, die eine detailreiche Darstellung endoskopischer Bilder ermöglicht.
- **Trinitron-Technologie:** Diese spezielle CRT-Technologie sorgt für eine außergewöhnliche Bildschärfe, hohe Helligkeit und hervorragenden Kontrast, was die Erkennung feiner Strukturen erleichtert.
- **Farbgenauigkeit:** Der Monitor gewährleistet eine präzise und stabile Farbdarstellung, die für die differenzierte Beurteilung von Gewebe und Pathologien essenziell ist.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Vielfältige Schnittstellen ermöglichen die einfache Integration in vorhandene medizinische Endoskopiesysteme.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Das robuste Design und die bewährte Sony-Qualität garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb im klinischen Umfeld.

#### Anwendungsbereiche:

- Gastroenterologie
- HNO-Endoskopie
- Urologie
- Chirurgische Eingriffe mit Videoassistenz



- Sonstige medizinische Diagnostikverfahren, die eine hochauflösende Bilddarstellung erfordern

Der **Sony PVM-20M7MDE** stellt somit eine zuverlässige und präzise Lösung für medizinische Einrichtungen dar, die auf professionelle Bildqualität bei der Endoskopie angewiesen sind. Seine fortschrittliche CRT-Technologie kombiniert mit der bewährten Sony-Bautechnik sorgt für eine optimale Unterstützung bei der Patientenversorgung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

