



SONY PVM-1450MD MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE

SKU: 12-092013-0Q

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

