



[SONY UP-960CE VIDEO GRAPHIC PRINTER](#)

SKU: EB022025-NV

Der Sony UP-960CE Video Graphic Printer ist ein zuverlässiger Thermodrucker, der hochauflösende medizinische Bilder mit präziser Detaildarstellung liefert. Er eignet sich ideal für die schnelle und klare Dokumentation in radiologischen und diagnostischen Anwendungen.



Categories: [Video-Drucker und -Recorder](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-960CE Video Graphic Printer** ist ein hochwertiger Thermodrucker, speziell entwickelt für den Einsatz im medizinischen Bereich. Er ermöglicht die schnelle und präzise Ausgabe von Bild- und Grafikdaten, die direkt von medizinischen Videogeräten und Ultraschallsystemen stammen. Durch seine kompakte Bauweise und einfache Bedienung ist der UP-960CE optimal für den klinischen Alltag geeignet.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Thermodrucktechnologie:** Ermöglicht eine zuverlässige und rauschfreie Bildwiedergabe ohne den Einsatz von Tinte oder Toner, was die Betriebskosten reduziert und die Wartung vereinfacht.
- **Hohe Auflösung:** Mit einer Druckauflösung von bis zu 320 dpi werden Details präzise und scharf dargestellt, was eine exakte Diagnose unterstützt.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Der Drucker liefert Ausdrücke in wenigen Sekunden, was besonders in zeitkritischen Untersuchungen von Vorteil ist.
- **Kompatibilität:** Unterstützt verschiedene medizinische Videoformate und lässt sich problemlos an Ultraschallgeräte, Endoskope und andere bildgebende Systeme anschließen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit übersichtlichen Tasten und Anzeigen ermöglicht eine einfache Handhabung auch ohne umfangreiche Schulung.
- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hohe Lebensdauer machen den UP-960CE zu einem zuverlässigen Begleiter in der täglichen medizinischen Praxis.



Anwendungsbereiche:

- Ultraschalluntersuchungen
- Endoskopie
- Kardiologie
- Gynäkologie
- Andere bildgebende Verfahren, die schnelle und genaue Ausdrücke erfordern

Dank seiner präzisen Druckqualität und der einfachen Integration in medizinische Arbeitsabläufe stellt der Sony UP-960CE eine ideale Lösung für die Dokumentation und Archivierung medizinischer Bilder dar. Er unterstützt Fachpersonal dabei, Diagnosen zu sichern und Patientenunterlagen effizient zu verwalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

