



## **SONY UP-D895MD DIGITAL VIDEO THERMAL PRINTER**

**SKU:** FB072025-

**Der Sony UP-D895MD Digital Video Thermal Printer** bietet eine schnelle und hochauflösende Bilddruckqualität, ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Mit seiner zuverlässigen Thermodrucktechnologie ermöglicht er klare und detailreiche Ausdrücke von Ultraschall- und Videoaufnahmen in kompakter Bauweise.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

