



## [SONY VIDEOKASSETTEN RECORDER SVO 9500MDP // SVO-9500MDP](#)

SKU: HV012026

**SONY Videokassetten Recorder SVO 9500MDP** ist ein hochwertiges Aufnahmegerät für medizinische Videokassetten, das präzise und zuverlässige Bild- und Tonaufnahmen gewährleistet. Das robuste Design und die einfache Bedienung machen es ideal für den Einsatz in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SONY Videokassetten Recorder SVO 9500MDP (SVO-9500MDP)** ist ein hochentwickeltes Gerät, das speziell für den professionellen medizinischen Einsatz entwickelt wurde. Dieses Modell bietet präzise und zuverlässige Aufzeichnungen von medizinischen Bildgebungsverfahren auf Videokassetten, wodurch es sich ideal für Krankenhäuser, Kliniken und diagnostische Zentren eignet.

### Hauptmerkmale und technische Spezifikationen:

- **Hohe Bildqualität:** Der SVO 9500MDP unterstützt hochwertige Videoaufnahmen mit exzellenter Farbwiedergabe und Schärfe, was für die genaue Analyse medizinischer Bilder unverzichtbar ist.
- **Kompatibilität:** Der Recorder ist kompatibel mit verschiedenen medizinischen Bildgebungssystemen wie Ultraschall, Endoskopie und Kardiologie, wodurch eine flexible Integration in bestehende Arbeitsabläufe gewährleistet wird.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den Dauereinsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen konzipiert und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- **Bedienkomfort:** Intuitive Steuerungselemente und ein gut ablesbares Display ermöglichen eine einfache Handhabung auch unter zeitkritischen Bedingungen.
- **Vielseitige Aufnahmefunktionen:** Neben der Standardaufnahme bietet der SVO 9500MDP Funktionen wie



Zeitlupenwiedergabe, Standbild und variable Aufnahmegeschwindigkeiten, die eine detaillierte Befunddokumentation unterstützen.

- **Anschlüsse und Schnittstellen:** Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für externe medizinische Geräte und Monitore sorgen für eine nahtlose Integration in das medizinische Informationssystem (MIS).

#### **Anwendungsbereiche:**

- Dokumentation und Archivierung von Ultraschalluntersuchungen
- Videoaufzeichnung in der Endoskopie
- Analyse und Nachverfolgung kardiologischer Untersuchungen
- Schulung und Weiterbildung im medizinischen Bereich

Der **SONY SVO 9500MDP** Videokassetten Recorder stellt somit eine zuverlässige Lösung dar, um medizinische Bilddaten sicher und in hoher Qualität zu speichern und wiederzugeben. Seine technische Ausstattung und die speziell für den medizinischen Bereich optimierten Funktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachpersonal, das auf präzise Bilddokumentation angewiesen ist.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

