



## [SPIGGLE & THEIS TUBOMANOMETER TMM 2.3 HNO HEILKUNDE](#)

SKU: AW082024-NV



---

Categories: [HNO](#), [Messgerät](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Spiggle & Theis Tubomanometer TMM 2.3 ist ein spezialisiertes medizinisches Gerät, das in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) verwendet wird. Es dient zur Messung des Drucks in den Nasennebenhöhlen und kann bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen im HNO-Bereich hilfreich sein. Hier sind einige wichtige Merkmale und Vorteile des Tubomanometers:

#### Merkmale:

**1. Druckmessung:**

- Das Tubomanometer ermöglicht die präzise Messung des Drucks in den Nasennebenhöhlen, was für die Beurteilung von Erkrankungen wie Sinusitis wichtig ist.

**2. Einfache Handhabung:**

- Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass es sowohl von Fachärzten als auch von medizinischem Personal leicht bedient werden kann.

**3. Robuste Bauweise:**

- Die Konstruktion des TMM 2.3 ist auf Langlebigkeit ausgelegt, um den Anforderungen einer klinischen Umgebung standzuhalten.

**4. Kalibrierbarkeit:**

- Das Gerät kann kalibriert werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten, was für diagnostische Zwecke entscheidend ist.

**5. Kompakte Größe:**

- Das Tubomanometer hat eine kompakte Bauweise, die es einfach macht, es in verschiedenen klinischen Umgebungen zu verwenden oder zu transportieren.



## **Vorteile:**

- **Diagnoseunterstützung:** Durch die präzise Druckmessung können Ärzte besser beurteilen, ob eine Erkrankung der Nasennebenhöhlen vorliegt und welche Therapieansätze sinnvoll sind.
- **Therapieüberwachung:** Das Gerät kann auch zur Überwachung des Therapiefortschritts bei Patienten mit chronischen HNO-Erkrankungen eingesetzt werden.
- **Vielseitige Anwendung:** Es kann in verschiedenen Bereichen der HNO-Heilkunde eingesetzt werden, einschließlich der Diagnostik von Allergien und anderen Atemwegserkrankungen.

## **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik und Behandlung von Sinusitis
- Untersuchung von Allergien
- Beurteilung von Atemwegserkrankungen
- Unterstützung bei chirurgischen Eingriffen im HNO-Bereich

Das Spiggle & Theis Tubomanometer TMM 2.3 ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für HNO-Ärz

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

