



[STRYKER SIGNATURE ELITE 7 CM ANGLED ATTACHMENT 5407-120-452](#)

SKU: HN102025-K

Das **Stryker Signature Elite 7 cm Angled Attachment 5407-120-452** ist ein präzises chirurgisches Instrument, das für eine verbesserte Ergonomie und optimale Zugänglichkeit bei orthopädischen Eingriffen entwickelt wurde. Mit seinem 7 cm langen, abgewinkelten Design ermöglicht es eine präzise Handhabung und effiziente Gewebemanipulation in schwer erreichbaren Bereichen.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker Signature Elite 7 cm Angled Attachment (Artikelnummer 5407-120-452)** ist ein hochwertiges orthopädisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Knochenchirurgie entwickelt wurde. Es dient als Verlängerungskomponente für chirurgische Bohrmaschinen und bietet durch seine spezielle Winkelkonstruktion eine verbesserte Zugänglichkeit in anatomisch schwierigen Bereichen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus medizinischem Edelstahl, gewährleistet das Attachment Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Sterilisierbarkeit.
- **Präzise Winkelgestaltung:** Der 7 cm lange, abgewinkelte Aufbau ermöglicht eine ergonomische Handhabung und erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren OP-Stellen, ohne die Sicht oder Kontrolle zu beeinträchtigen.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für die Stryker Signature Elite Bohrmaschinen, garantiert es eine sichere und stabile Verbindung sowie optimale Kraftübertragung.
- **Anwendung:** Ideal für Anwendungen in der Traumatologie, Gelenkchirurgie sowie bei komplexen



rekonstruktiven Eingriffen, bei denen präzises Arbeiten in engen Raumverhältnissen erforderlich ist.

- **Hygiene und Sterilisation:** Das Attachment ist autoklavierbar und entspricht den Standards für chirurgische Instrumente, was eine optimale Hygiene und Patientensicherheit gewährleistet.

Technische Daten:

- Länge: 7 cm
- Winkel: Speziell abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit
- Material: Edelstahl, medizinischer Standard
- Artikelnummer: 5407-120-452
- Kompatibel mit: Stryker Signature Elite Bohrmaschinen

Das Stryker Signature Elite 7 cm Angled Attachment bietet Chirurgen eine zuverlässige und ergonomische Lösung, um auch in herausfordernden anatomischen Situationen präzise und sicher arbeiten zu können. Durch seine robuste Bauweise und die spezielle Winkelkonstruktion ist es ein unverzichtbares Werkzeug für moderne orthopädische Chirurgie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

