



## **SYNTHES 511.790 QUICK COUPLING WIRE DRIVER QUICK COUPLING**

**SKU:** C052024-K - DG012025-K

**~~666,00 €~~ 588,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Synthes 511.790 Quick Coupling Wire Driver** ist ein präzises chirurgisches Instrument, das eine schnelle und sichere Verbindung zu Drahtsystemen ermöglicht. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Handhabung und Effizienz bei orthopädischen Eingriffen.



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Synthes 511.790 Quick Coupling Wire Driver** ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das speziell für die schnelle und sichere Verbindung von Draht- und Kabelelementen in orthopädischen und traumatologischen Eingriffen entwickelt wurde. Dieses Werkzeug ermöglicht eine effiziente Handhabung und verbessert somit den Arbeitsfluss im Operationssaal.

### **Produktmerkmale:**

- **Schnellkupplungssystem:** Das innovative Quick Coupling-Design erlaubt ein rasches An- und Abkoppeln des Drahttreibers, wodurch Zeit gespart und die Handhabung vereinfacht wird.
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, gewährleistet der Wire Driver eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Ergonomisches Design:** Der Handgriff ist ergonomisch geformt, um eine sichere und komfortable Bedienung über längere Zeiträume zu ermöglichen und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren.
- **Präzise Führung:** Der Wire Driver ist für eine exakte Drahtführung konzipiert, was die Genauigkeit bei der

Drahtplatzierung verbessert und das Risiko von Komplikationen minimiert.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Orthopädische Chirurgie, insbesondere bei Frakturposition und -fixation
- Traumatologische Eingriffe mit Draht- oder Kabelimplantaten
- Situationen, in denen ein schneller Wechsel von Instrumenten erforderlich ist

Der **Synthes 511.790 Quick Coupling Wire Driver** ist kompatibel mit einer Vielzahl von Drahttypen und -größen und lässt sich problemlos in bestehende Synthes-Systeme integrieren. Die Kombination aus Funktionalität, Ergonomie und Zuverlässigkeit macht dieses Instrument zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Effizienz und Präzision legen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

##### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

##### **Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

##### **Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

