



**[SYNTHE 75.00.07 - 08EM10735 - 75.00.05 -  
... OP BESTECK - OP INSTRUMENTE](#)**

**SKU:** R092025

**350,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Synthes OP-Besteck 75.00.07 - 08EM10735 - 75.00.05** besteht aus hochwertigem, steril verpacktem Operationsinstrumentarium, das präzise und zuverlässige Handhabung während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Die Instrumente zeichnen sich durch langlebige Materialien und ergonomisches Design aus, um optimale Funktionalität im OP-Bereich sicherzustellen.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Synthes OP-Besteck** mit den Artikelnummern **75.00.07**, **08EM10735** und **75.00.05** stellt eine hochwertige Auswahl an chirurgischen Instrumenten dar, die speziell für den Einsatz im Operationssaal konzipiert wurden. Diese Instrumente sind Teil des umfassenden Sortiments von Synthes, einem renommierten Hersteller medizinischer Geräte, der für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus medizinischem Edelstahl, gewährleisten die Instrumente eine lange Lebensdauer, optimale Korrosionsbeständigkeit und einfache Sterilisierbarkeit.
- **Ergonomisches Design:** Die Instrumente sind ergonomisch geformt, um eine sichere Handhabung zu ermöglichen und die Ermüdung des Chirurgen während langer Eingriffe zu reduzieren.



- **Präzise Verarbeitung:** Jedes Instrument ist präzise gefertigt, um eine exakte Funktionalität zu garantieren, was für erfolgreiche operative Eingriffe unerlässlich ist.
- **Vielseitigkeit:** Das Set beinhaltet verschiedene Instrumententypen, die für unterschiedliche chirurgische Anwendungen geeignet sind, darunter Klemmen, Scheren und Pinzetten.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Synthes OP-Besteck ist ideal geeignet für diverse operative Verfahren in den Bereichen:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Traumatologie
- Weichteilchirurgie

### **Pflege und Sterilisation:**

Die Instrumente sind kompatibel mit gängigen Sterilisationsverfahren wie Autoklavieren bei hohen Temperaturen und chemischer Desinfektion. Für eine optimale Pflege wird empfohlen, die Instrumente unmittelbar nach dem Einsatz zu reinigen, um die Funktionalität und Langlebigkeit zu erhalten.

### **Fazit:**

Das *Synthes OP-Besteck 75.00.07 - 08EM10735 - 75.00.05* bietet Chirurgen eine zuverlässige, präzise und langlebige Lösung für operative Eingriffe. Mit seinem durchdachten Design und der hochwertigen Verarbeitung unterstützt es eine effiziente und sichere Durchführung von Operationen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

