



## [SYNTHES COMPACT AIR DRIVE II 511.701 + 519.510 LUFTDRUCKSCHLAUCH + VERLÄNGERUNG](#)

**SKU:** HI082025-K

**Synthes Compact Air Drive II 511.701** kombiniert mit dem *Luftdruckschlauch 519.510* und Verlängerung bietet eine präzise und zuverlässige pneumatische Antriebslösung für orthopädische und traumatologische Anwendungen. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Handhabung und Effizienz bei minimaler Vibrationsbelastung.



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Synthes Compact Air Drive II 511.701** ist ein hochmodernes, pneumatisches Antriebssystem, das speziell für den Einsatz in der Orthopädie und Traumatologie konzipiert wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise und effiziente Kraftübertragung bei chirurgischen Eingriffen, die eine zuverlässige und kontrollierte Drehmomentabgabe erfordern.

Das System zeichnet sich durch sein kompaktes Design und seine ergonomische Handhabung aus, wodurch der Chirurg eine optimale Kontrolle und Handhabung während der Operation erhält. Der Antrieb arbeitet mit Druckluft und bietet eine gleichmäßige Drehzahl, was eine sichere und schonende Bearbeitung von Knochen und Implantaten gewährleistet.

Zum Lieferumfang gehören:

- **Luftdruckschlauch 519.510:** Dieser hochwertige Schlauch ist speziell auf die Anforderungen des Compact Air Drive II abgestimmt und sorgt für eine zuverlässige Luftzufuhr ohne Druckverluste.



- **Verlängerung:** Die Verlängerung ermöglicht einen größeren Aktionsradius und erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Operationsstellen.

#### **Technische Merkmale:**

- **Material:** Hochwertige, sterilisierbare Materialien für den Einsatz im OP-Bereich.
- **Kompatibilität:** Geeignet für verschiedene Synthes-OP-Instrumente und -Zubehör.
- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen zur Vermeidung von Überlastungen.
- **Gewicht:** Leicht und handlich für ermüdungsfreies Arbeiten.
- **Wartung:** Einfach zu reinigen und zu warten, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der **Synthes Compact Air Drive II 511.701** mit Luftdruckschlauch und Verlängerung ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für chirurgische Spezialisten, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Ergonomie legen. Durch die Kombination aus leistungsfähigem Antrieb und flexiblem Zubehör wird eine optimale Unterstützung im OP gewährleistet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

