



[SYSMEX KX-21N KX-21N HEMATOLOGY ANALYZER](#)

SKU: CJ042024

3.999,00 € ~~2.666,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Sysmex KX-21N** Hämatologie-Analysator bietet präzise und schnelle Blutbildanalysen mit zuverlässiger Differenzierung von 3-Part-Zelltypen. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und kompakten Bauweise eignet er sich ideal für Labore mit mittlerem Probenaufkommen. Dieser robuste Analysator gewährleistet effiziente Arbeitsabläufe und hohe Messgenauigkeit.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sysmex KX-21N** ist ein automatisierter Hämatologie-Analysator, der speziell für die klinische Laboratoriumsdiagnostik entwickelt wurde. Er bietet eine präzise und schnelle Komplettanalyse von Blutproben, um eine umfassende Beurteilung des hämatologischen Status von Patienten zu ermöglichen.

Mit modernster Technologie misst der KX-21N automatisch die wichtigsten hämatologischen Parameter, darunter:

- **Vollblut-Zellzählung** (rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Thrombozyten)
- **Hämoglobin-Konzentration**
- **Hämatokrit**
- **MCV (mittleres korpuskuläres Volumen)**
- **MCH (mittleres korpuskuläres Hämoglobin)**
- **MCHC (mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration)**

- **Leukozyten-Differential** (5-Part-Differential)

Der Sysmex KX-21N überzeugt durch eine einfache Handhabung dank eines benutzerfreundlichen Interfaces und eines übersichtlichen Displays, das die Ergebnisse schnell und klar darstellt. Die schnelle Analysedauer von ca. 60 Sekunden pro Probe ermöglicht eine hohe Probenkapazität und damit effiziente Arbeitsabläufe im Labor.

Besondere Merkmale des Sysmex KX-21N sind:

- **Automatische Probenvorbereitung** zur Minimierung menschlicher Fehler
- **Robuste und zuverlässige Messtechnik** für reproduzierbare Ergebnisse
- **Integrierte Qualitätskontrolle** zur Sicherstellung der Datenqualität
- **Kompakte Bauweise** ideal für mittelgroße Labore und klinische Einrichtungen
- **Einfache Wartung** mit schnellen Reinigungs- und Kalibrierungsprozessen

Durch die Kombination aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit stellt der **Sysmex KX-21N Hämatologie-Analysator** eine zuverlässige Lösung zur Unterstützung der Diagnose und Überwachung bei hämatologischen Erkrankungen dar. Er eignet sich hervorragend für Krankenhäuser, medizinische Labore und Forschungsinstitute, die Wert auf präzise Blutbildanalysen legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

