



TOSHIBA PEK-510MA ULTRASOUND TRANSDUCER // ULTRASCHALL

SKU: U012014-04

1.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung : Ultraschallsonde Sonde
PEK-510MA

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Ultraschall Ultraschallkopf

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung : Ultraschallsonde Sonde PEK-510MA

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Ultraschall Ultraschallkopf



Anwendung :

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

