



TOSHIBA PLK-703AT ULTRASOUND TRANSDUCER LINEAR 06 - 11 MHZ

SKU: U012014-02

Bezeichnung : PLK - 703 AT Linear Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Linear Ultraschallkopf

Anwendung :

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg


www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung : PLK - 703 AT Linear Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Linear Ultraschallkopf

Anwendung :

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

