



**TOSHIBA PSM-25AT / NEMIO / POWER VISION / PHASED ARRAY 1.5 - 4.5 MHZ PSM-25AT KARDIO**

**SKU: Y032023-K**

**1.190,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Toshiba Nemio / Power Vision 6000, ...

Hersteller: Toshiba

Bezeichnung : PSM-25AT

Typ : Phased Array 1.5/3.0/3.5/4.0/4.5 MHz- THI / Convex 3.7/3.0/2.0/T3.6/T3.6 MHz

Verwendung : kardiologie

keine Kristallausfälle / Sehr guter Zustand

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**



Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 5 kg



## GALLERIE

