



**TOSHIBA PVG-601V 5.0 - 7.0 MHZ //**  
**ENDO VAGINAL VAGINAL SONDE PROBE**

**SKU:** AR022016

**891,31 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: Toshiba

Modell : PVG-601V

Applikation: Endovaginal Vaginal

Transvaginal 5.0 - 7.0 MHz

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: Toshiba

Modell : PVG-601V

Applikation: Endovaginal Vaginal

Transvaginal 5.0 - 7.0 MHz

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

