



## TOSHIBA PVM-375AT KONVEX ULTRASOUND TRANSDUCER FÜR SSA -550A

**SKU:** DX112016

**1.190,00 € ~~700,00 €~~**

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . PVM-375AT

Hersteller . TOSCHIBA

für Toshiba SSA-550A

Convex 8.0 - 3.0 MHz

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PVM-375AT

Hersteller . TOSCHIBA

für Toshiba SSA-550A

Convex 8.0 - 3.0 MHz



14.00

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri", "sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 2 kg



## GALLERIE

