



## TRUMPF SHUTTLE 3.5 OP-TISCH OP-TISCHPLATTE

**SKU:** I112025

Der Trumpf Shuttle 3.5 OP-Tisch mit OP-Tischplatte bietet höchste Stabilität und Flexibilität für präzise chirurgische Eingriffe. Seine modulare Bauweise ermöglicht eine optimale Patientenlagerung bei verschiedensten Operationsarten.



---

**Categories:** [Op Tisch & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Trumpf Shuttle 3.5 OP-Tisch** mit der zugehörigen **OP-Tischplatte** ist eine hochmoderne Lösung für den Einsatz in Operationssälen, die durch Flexibilität, Stabilität und Patientenkomfort überzeugt. Dieses System wurde speziell entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen verschiedenster chirurgischer Eingriffe gerecht zu werden.

### Produktmerkmale der Trumpf Shuttle 3.5 OP-Tischplatte:

- **Materialqualität:** Die Tischplatte besteht aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleisten und somit höchste Hygienestandards erfüllen.
- **Modulares Design:** Die Platte kann je nach chirurgischem Bedarf individuell angepasst und mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden, um optimale Positionierungsmöglichkeiten zu bieten.
- **Radioluzente Eigenschaften:** Die Tischplatte ist röntgendurchlässig, was intraoperative Bildgebung ohne störende Artefakte ermöglicht.
- **Ergonomische Gestaltung:** Für Patientenkomfort und optimale Zugänglichkeit des OP-Teams sorgt die anatomisch geformte Oberfläche mit rutschfesten Bereichen.
- **Kompatibilität:** Die OP-Tischplatte ist kompatibel mit dem Trumpf Shuttle 3.5 Basistisch und lässt sich schnell und sicher montieren sowie demontieren.

### Technische Vorteile:



- **Tragfähigkeit:** Bis zu 250 kg für verschiedenste Patientenprofile geeignet.
- **Flexibilität:** Mehrere Positionierungsoptionen ermöglichen eine präzise Lagerung des Patienten.
- **Integration:** Einfache Integration mit OP-Zubehör wie Seitenarmen, Kopfstützen und Beinhalterungen.
- **Stabilität:** Hochstabile Konstruktion gewährleistet sichere und vibrationsfreie Lagerung während der Operation.

Die Trumpf Shuttle 3.5 OP-Tischplatte steht für höchste Qualität und Funktionalität im chirurgischen Alltag. Durch ihre ausgeklügelte Konstruktion unterstützt sie Chirurgen dabei, Eingriffe effizient und sicher durchzuführen, während sie gleichzeitig den Patientenkomfort maximiert.

**Fazit:** Die Trumpf Shuttle 3.5 OP-Tischplatte ist eine optimale Ergänzung für den modernen OP-Tisch und bietet durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und hochwertigen Materialien eine zuverlässige Lösung für unterschiedlichste chirurgische Anforderungen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

