



## [TYMPANOMETER HNO VON ZEISBERG & HÖRNISS](#)

SKU: I042013-NV

Das Tympanometer HNO von Zeisberg & Hörniss bietet präzise und zuverlässige Messungen des Mittelohrdrucks zur Unterstützung der Diagnostik bei Hörstörungen. Mit benutzerfreundlicher Handhabung und schneller Auswertung ist es ideal für den Einsatz in HNO-Praxen und audiologischen Untersuchungen.



---

Categories: [HNO Geräte](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Tympanometer HNO von Zeisberg & Hörniss** ist ein hochmodernes diagnostisches Gerät, das speziell für die präzise Untersuchung der Mittelohrfunktion entwickelt wurde. Es ermöglicht HNO-Ärzten, Audiologen und anderen Fachkräften eine schnelle und zuverlässige Beurteilung des Trommelfellstatus sowie der Mittelohrbelüftung.

### **Funktion und Anwendungsbereich:**

Das Tympanometer misst den Druck im Gehörgang und die Beweglichkeit des Trommelfells, indem es variierende Luftdrücke im äußeren Gehörgang anlegt. Dadurch lassen sich wichtige Parameter wie die Compliance des Trommelfells, der Druck im Mittelohr und das Vorhandensein von Flüssigkeit oder Belüftungsstörungen präzise erfassen. Diese Informationen sind essenziell für die Diagnose von Erkrankungen wie Mittelohrentzündungen, Paukenergüssen, Tubenfunktionsstörungen oder Trommelfellperforationen.

### **Technische Merkmale:**

- Hohe Messgenauigkeit durch moderne Sensortechnologie
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarer Anzeige
- Automatische Kalibrierung für verlässliche Ergebnisse
- Vielseitige Druckbereiche zur Erfassung verschiedener klinischer Zustände



- Leichtes und ergonomisches Design für komfortable Handhabung
- Integrierte Datenverwaltung und Schnittstellen zur einfachen Dokumentation

**Vorteile für den Anwender:**

Das Tympanometer von Zeisberg & Hörniss unterstützt Anwender dabei, präzise Diagnosen zu stellen und Behandlungsverläufe optimal zu überwachen. Die schnelle Messdauer und die intuitive Bedienung sparen wertvolle Zeit in der Praxis. Zudem fördert die aussagekräftige grafische Darstellung der Messergebnisse eine einfache Interpretation und Kommunikation mit Patienten.

**Fazit:**

Mit dem Tympanometer HNO von Zeisberg & Hörniss erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsfähiges Diagnostikgerät, das den hohen Anforderungen der HNO-Diagnostik gerecht wird. Es kombiniert innovative Technik mit praktischer Handhabung und trägt so maßgeblich zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

