



## ULRICH KARIBA UT 1210-00 BLUTSPERRGERÄT

**SKU:** FB122025

**Ulrich Kariba UT 1210-00 Blutsperrgerät** ist ein zuverlässiges medizinisches Gerät zur kontrollierten Isolierung von Blutgefäßen während chirurgischer Eingriffe. Es gewährleistet eine präzise und sichere Blutstillung, um optimale Operationsbedingungen zu schaffen.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ulrich Kariba UT 1210-00 Blutsperrgerät** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für die kontrollierte Absperrung von Blutgefäßen während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und zuverlässige Möglichkeit, den Blutfluss temporär zu unterbinden, um eine blutfreie Operationsfläche zu gewährleisten und somit die Sicherheit und Effizienz des Eingriffs zu erhöhen.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Druckkontrolle:** Das Gerät ermöglicht eine exakte Einstellung des Absperrdrucks, um Schäden an den Gefäßwänden zu vermeiden und dennoch eine vollständige Blutflussunterbrechung zu gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und handliche Design erleichtert die Handhabung und ermöglicht eine einfache und schnelle Anwendung im OP.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus biokompatiblen und langlebigen Materialien, die eine Sterilisation und Wiederverwendung ermöglichen und höchste hygienische Standards erfüllen.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene Gefäßgrößen und -typen, was den Einsatz in unterschiedlichen chirurgischen Fachbereichen unterstützt.
- **Visuelle Kontrolle:** Durch integrierte Kontrollmechanismen kann der Anwender den Absperrvorgang jederzeit überwachen und anpassen.



### **Anwendungsgebiete:**

Das Ulrich Kariba UT 1210-00 Blutsperrgerät wird insbesondere in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Gefäßchirurgie
- Orthopädische Operationen
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Allgemeinchirurgische Eingriffe, bei denen eine temporäre Blutstillung erforderlich ist

### **Vorteile für den Anwender:**

- Verbesserte Sichtverhältnisse durch effektive Blutstillung
- Reduzierung von Operationszeit und Komplikationsrisiken
- Erhöhung der Patientensicherheit durch kontrollierte und schonende Gefäßabspernung
- Einfache Integration in den OP-Ablauf dank intuitiver Bedienung

Das Ulrich Kariba UT 1210-00 Blutsperrgerät stellt somit eine unverzichtbare Komponente in der modernen chirurgischen Gefäßkontrolle dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Durchführung sicherer und erfolgreicher Operationen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

