



**ULTRASCHALLGERÄT GE LOGIQ 400 MD MIT  
EKG MODUL, SONDEN FREIWÄHLBAR**

**SKU: S082013**

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

**GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX  
SONDE**

**GE C551 KONVEX 3.5 - 7 MHZ ABDOMAN**

**E721 VAGINAL SONDE**

**L764 LINEAR SONDE**

**739L LINEAR SONDE**

**S222 SEKTOR KARDIO SONDE**

**S611 KARDIO SONDE 3.5 - 7 MHZ**

**ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE**

**MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN**

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG  
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND  
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

**WWW.MTC-HAMBURG.COM**

**INFO@MTC-HAMBURG.COM**

**0049 40 18 20 79 03**

**0049 176 205 800 86**

**FAX.0049 40 65 86 33 64**



---

**Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)**



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

**GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX SONDE**

**GE C551 KONVEX 3.5 - 7 MHZ ABDOMAN**

**E721 VAGINAL SONDE**

**L764 LINEAR SONDE**

**739L LINEAR SONDE**

**S222 SEKTOR KARDIO SONDE**

**S611 KARDIO SONDE 3.5 - 7 MHZ**

**ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE**

**MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN**

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG  
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND  
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

**WWW.MTC-HAMBURG.COM**

**INFO@MTC-HAMBURG.COM**

**0049 40 18 20 79 03**

**0049 176 205 800 86**

**FAX.0049 40 65 86 33 64**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

