



ULTRASCHALLGERÄT MINDRAY DP-6600
S/W INCL. 2 SONDE UND DICOM 3.0
SOFTWARE

SKU: B122012

Neuwertig
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Funktionen

- . Mehrzweckgerät: Abdomen, Urologie, GYN, GH, kleine Körperteile, Pädiatrie, Kardiologie, Orthopädie
- . Digitaler Strahlformer
- . Zwei Schallkopfanschlüsse
- . Mehrsprachige Funktion: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch
- . Mehrfrequenz-Schallkopf-Serie
- . Max. Frequenz bis zu 10 MHz
- . TSI (gewebespezifische Bildgebung)
- . 10-Zoll-Monitor non-interlaced



Standardkonfigurationen

- . DP-6600 Haupteinheit
- . 10-Zoll-Monitor non-interlaced
- . Zwei Schallkopfanschlüsse
- . Mehrsprachige Funktion
- . 256-Bilder-Cineschleife
- . Integrierter 90-Bilder-Speicher
- . Zwei USB-Anschlüsse
- . Messungs- und Berechnungssoftwarepakete

geliefert wird das Gerät mit :

- * Software DICOM 3.0
- * Konvexsonde 35C50EA Konvex Anwendungen: Abdomen, GYN, GH, Urologie
- *65C15EAV Mikrokonvex Anwendungen: Pädiatrie (FÜR VETERINÄRE)

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im sehr guten gebrachten Zustand (neuwertig)

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

