



VINGMED ULTRASCHALLSONDE / PROBE
2MHZ TE100020

SKU: L042013-02

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Tel. 0049 40 18 20 79 03

Fax. 0049 40 65 86 33 64

Mobile 0049 176 205 800 86



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sound Probe -Ultraschallkopf (Sonde) 2MHz /
Für Ultraschallgerät VINGMED CFM700 ; CFM 775, CFM 800

Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

MwSt wird nicht gesondert ausgewiesen (§25)

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

